

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ ЗАТОПЛЯЩИ ПЛАСТИРИ ПРИ МЕНСТРУАЦИЯ

Област на приложение:

Болкоуспокояване при менструални болки.

Приложение: Сашето със затоплящия пластир при менструация следва да се отвори с ръка (да не се отрязва) и да се извади затоплящият пластир. Внимателно да се отстрани защитното фолио. Да се залепи отвън върху дрехата или бельото над мястото на болка. След използване затоплящият пластир да се отлепи бавно.

Указания: След отваряне на торбичката затоплящият пластир при менструация се активира в рамките на 1 минута и се затопля в рамките на 5 минути. Затоплящият пластир се активира от въздуха. Затова сашето да се отвори едва когато трябва да бъде използван затоплящият пластир. Всеки затоплящ пластир е предвиден за еднократна употреба. Затоплящите пластири са предвидени само за външно приложение.

Предупредителни указания: При погрешно приложение затоплящият пластир при менструация може да доведе до рани от изгаряния дори и при по-ниска температура. Затова съблюдавайте преди приложение указанията за употреба и съхранявайте листовката за по-късно прочитане. Редовно проверявайте областта на приложение. За да не възникне риск от образуване на рани от изгаряния: Затоплящият пластир при менструация никога да не се поставя директно върху кожата, а винаги отвън върху бельо или дреха!

Осигурете циркулация на въздух над затоплящия пластир и не прилагайте натиск, примерно като лежите върху затоплящия пластир или носите тесен колан / тесни дрехи над затоплящия пластир. Ако затоплящият пластир е неприятно горещ или се образува кожен обрив, приложението трябва да се приключи незабавно. Да не се прилага по-дълго от 12 часа на ден (=24-часов период) на същото място.

Приложението на затоплящия пластир при менструация при лица, които не могат сами да отстранят продукта, като например лица с физически увреждания, трябва да става само под надзор при повишено внимание.

Затоплящият пластир да не се използва по време на сън. Затоплящият пластир трябва да се прилага само в областта на долната част на корема или в долната част на гърба. При продължаващи или влошаващи се симптоми потърсете лекар.

Моля, обърнете се преди приложение на това изделие към Вашия лекар или фармацевт, ако:

- страдате от лошо кръвоснабдяване или сърдечно заболяване;
- страдате от диабет;
- страдате от увреждания на нервите или заболяване на сензитивните функции;
- страдате от кожно заболяване;
- страдате от ревматоиден артрит или сте бременна;
- за да решите дали за Вас е уместна топлинна терапия.

Затоплящият пластир не трябва:

- да бъде използван при деца на възраст под 12 години;
- да бъде използван в комбинация с други кремове, средства за втриване, спрейове или лосиони, които се нанасят върху кожата, и също така не в комбинация с, респ. в близост до други топлинни източници;
- да бъде използван на място, на което има зачервявания, възпаления, кожни драскотини/сини петна или кожни дразнения;
- да бъде използван при пациенти с тенденция към алергични кожни реакции към лекарства и козметика;



- да бъде използван при пациенти на легло и пациенти с тенденция към кървене от кожни язви;
- да използвате затоплящия пластир върху много тънък материал (напр. чорапогащници или прилепнало бельо), при които кожата би могла да влезе в директен контакт с пластира;
- не трябва да използвате върху тънки или чувствителни тъкани – лепилото може да предизвика увреждания;
- да влиза в контакт с вода и други течности;
- да бъде третиран в микровълнова фурна или да бъде правен друг опит да се загрее затоплящият пластир;
- да бъде разместван - топлината се освобождава в рамките на няколко минути;

Съставни части на затоплящия пластир: желязо, активен въглен и вода.

Съставните вещества могат да бъдат вредни, ако бъдат погълнати или попаднат в директен контакт с кожата или с очите.

При поглъщане на съставните вещества устата да се изплакне с вода.

При директен контакт на съставните вещества с кожата или с очите веднага да се измие, респективно изплакне с вода.

В двата случая незабавно трябва бъде потърсен лекарски съвет.

Отстраняване: Да се изхвърля с нормалния битов отпадък; затоплящият пластир НЕ трябва да бъде изгарян.

Съставните вещества могат да бъдат вредни, ако бъдат погълнати или попаднат в директен контакт с кожата или с очите:

При поглъщане на съставните вещества устата да се изплакне с вода. При директен контакт на съставните вещества с кожата или с очите веднага да се измие, респ. изплакне с вода. В двата случая незабавно трябва бъде потърсен лекарски съвет.

Съхранение/Крайна дата на годност: Да се съхранява извън обхвата на достъп на деца и домашни животни. Да се съхранява на прохладно, сухо място и защитено от директна слънчева светлина. Да се изразходва до посочената върху сашето дата на годност.

Съдържание: 2 затоплящи пластира 20 x 9,5 см

Да не се използва повторно!

Само за външно приложение!

Никога не носете затоплящия пластир директно върху кожата.



Спазвайте пълните указания и противопоказния в настоящото ръководство за употреба и редовно проверявайте мястото на приложение!



Код на партидата. Да се използва до: виж картонената кутия и торбичката.



0086 Медицинско изделие.



Производител: д-р Клайне Фарма ГмбХ, ул. Опалщрасе 1, D-33739 Билефелд

Вносител и дистрибутор за България: Ти Ейч Би Дистрибушън ООД

Варна 9009, ул. Перла 26, Логистичен парк Варна сграда А1, тел: +359 52 731 187, e-mail: office@thbd-bg.com

Дата на последната актуализация на информацията: Юли 2017 г.